



Drogendiagnostik

Drogen Einzeltests

für die Drogen- und Medikamentendiagnostik.

Drogentests sind in öffentlichen Institutionen, klinischen Laboratorien, Drogenkliniken, Vollzugsanstalten und Unternehmen zum Medikamenten- und Drogennachweis vorgesehen.

Alle Drogentests wie auch der Urin Manipulationstest dienen dem schnellen und qualitativen Nachweis von Drogen und Medikamenten bzw. der Manipulationen im humanen Urin.



Ihre Vorteile im Überblick

- Kostenoptimierte Lösungen mit einzelnen Drogentests
- Große Auswahl aller gängigen Drogen- und Medikamentenparameter
- Qualitätskontrollen durch integriertes Qualitätsmanagement
- Kontinuierliche erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen der RfB

Drogen Einzeltests

Parameter		Artikelnummer		
		Kassetten (10 Stück)	Streifen (10 Stück)	Streifen in der Dose (25 Stück)
Amphetamine	AMP	0270001	0271001	0271001SP
Barbiturate	BAR	0270002	0271002	0271002SP*
Benzodiazepine	BZD	0270003	0271003	0271003SP
Kokain	COC	0270004	0271004	0271004SP
Cannabinoide	THC	0270005	0271005	0271005SP
Morphine	MOR	0270006	0271006	0271006SP
Methamphetamine	MET	0270007	0271007	0271007SP*
Methadon	MTD	0270008	0271008	0271008SP*
Phencyclidine	PCP	0270009*	0271009*	0271009SP*
Tricyclische Antidepressiva	TCA	0270010	0271010*	0271010SP*
Opiate 2000	OPI2000	0270011*	0271011*	0271011SP*
Ecstasy	MDMA	0270012*	0271012	0271012SP*
Buprenorphine	BUP	0270013	0271013	0271013SP
EDDP	EDDP	0270014*	0271014*	0271014SP
Oxycodone	OXY	0270015*	0271015*	0271015SP*
Amphetamine 300	AMP300	0270016*	0271016*	0271016SP*
Propoxyphene	PPX	0270017*	0271017*	0271017SP*
Tramadol	TML	0270018*	0271018*	0271018SP*
Fentanyl	FYL	0270019*	0271019	0271019SP*
Cannabinoide 25	THC25	0270160*	0271160*	0271160SP*
Spice	K2	0270161*	0271161	0271161SP*
Ketamine	KET	0270162*	0271162*	0271162SP*
Cotinin	COT	0270163*	0271163*	0271163SP*
Methaqualon	MQL	0270164*	0271164*	0271164SP*
MDPV (Badesalz)	MDPV	0270165	0271165*	0271165SP*
6-Monoacetatmorphine	6-MAM	0270166*	0271166*	0271166SP
Ethylglucuronid	ETG	0270200	0271200*	0271200SP*
Manipulationstest	CRE, NIT, GLUT, pH, SG, OXI, PCC	0270000	-	-

*Artikel ist keine Lagerware

Parameter	Abkürzung	cut-Off [ng/ml]	EBM (Abrechnungsziffern)
Amphetamine	AMP	1000	32140
Barbiturate	BAR	300	32141
Benzodiazepine	BZD	300	32142
Kokain	COC	300	32144
Cannabinoide	THC	50	32143
Morphine	MOR	300	32146
Methamphetamine	MET	1000	32140
Methadon	MTD	300	32154
Phencyclidine	PCP	25	
Tricyclische Antidepressiva	TCA	1000	
Opiate 2000	OPI2000	2000	
Ecstasy	MDMA	500	32145
Buprenorphine	BUP	10	32137
EDDP	EDDP	100	32145
Oxycodone	OXY	100	
Amphetamine 300	AMP300	300	
Propoxyphene	PPX	300	
Tramadol	TML	100	32146
Fentanyl	FYL	20	32146
Cannabinoide 25	THC25	25	
Spice	K2	50	
Ketamine	KET	1000	
Cotinin	COT	200	
Methaqualon	MQL	300	32314
MDPV (Badesalz)	MDPV	1000	
6-Monoacetatmorphine	6-MAM	10	
Ethylglucuronid	ETG	500	32030
Manipulationstest	CRE, NIT, GLUT, pH, SG, OXI, PCC		32030

Urin Manipulationstest

Inhalt	Art.-Nr.	Kreatinin (CE)	Nitrit (NIT)	Glutaraldehyd (GLUT)	pH	Spez. Gewicht (SG)	Oxidantien (OXI)/ Pyridinium Chlorchromat (PCC)
25 Stück	0270000						