



Drogendiagnostik

Drogen Multitests

für die Drogen- und Medikamentendiagnostik.

Drogentests sind in öffentlichen Institutionen, klinischen Laboratorien, Drogenkliniken, Vollzugsanstalten und Unternehmen zum Medikamenten- und Drogennachweis vorgesehen.

Alle Drogentests wie auch der Urin Manipulationstest dienen dem schnellen und qualitativen Nachweis von Drogen und Medikamenten bzw. der Manipulationen im humanen Urin.



Ihre Vorteile im Überblick

- Kostenoptimierte Lösungen mit individuellen Drogentests
- Große Variationsmöglichkeiten aller gängiger Drogen- und Medikamentenparameter
- Kurzfristige Bereitstellung der von Ihnen gewünschten individuellen Parameter
- Alle Verpackungseinheiten inklusive Dokumentationsblock und Urinbecher
- Qualitätskontrollen durch integriertes Qualitätsmanagement
- Kontinuierliche erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen der RfB

Multi-Dip Tests

Die aufgeführten Multitests sind Lagerware. Individuelle Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich.
Die Verpackungseinheiten enthalten Dokumentationsblöcke und Urinbecher.

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BZD	COC	THC	MET	MTD	MOR	PCP	TCA	MDMA	BUP	EDDP		
10 Stück	4	0270021															
		0270027															
		0270049															
	5	0270065															
		0270022															
		0270029															
		0270052															
	6	0270062															
		0270039															
		0270050															
	8	0270055															
		0270042															
	10	0270047															
0270099																	
		0270100															

MultiLine Test

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BZD	COC	THC	MET	MTD	MOR	PCP	TCA	MDMA	BUP	EDDP
10 Stück	10	0271099													

Speicheltest (Auf Anfrage auch erhältlich für: AMP, BZD, COC, COT, KET, MDMA, MET, MTD, MOR, OXY, PCP, THC)

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BZD	COC	COT	KET	THC	MDMA	MET	MTD	MOR	OXY	PCP
10 Stück	6	0272003												

Urin Manipulationstest

Inhalt	Art.-Nr.	Kreatinin (CE)	Nitrin (NIT)	Glutaraldehyd (GLUT)	pH	Spez. Gewicht (SG)	Oxidantien (OXI)/ Pyridinium Chlorchromat (PCC)
25 Stück	0270000						

Parameter	Abkürzung	cut-Off [ng/ml]	EBM (Abrechnungsziffern)
Amphetamine	AMP	1000	32140
Barbiturate	BAR	300	32141
Benzodiazepine	BZD	300	32142
Kokain	COC	300	32144
Cannabinoide	THC	50	32143
Morphine	MOR	300	32146
Methamphetamine	MET	1000	32140
Methadon	MTD	300	32154
Phencyclidine	PCP	25	
Tricyclische Antidepressiva	TCA	1000	
Opiate 2000	OPI2000	2000	
Ecstasy	MDMA	500	32145
Buprenorphine	BUP	10	32137
EDDP	EDDP	100	32145
Oxycodone	OXY	100	
Amphetamine 300	AMP300	300	
Propoxyphene	PPX	300	
Tramadol	TML	100	32146
Fentanyl	FYL	20	32146
Cannabinoide 25	THC25	25	
Spice	K2	50	
Ketamine	KET	1000	
Cotinin	COT	200	
Methaqualon	MQL	300	32314
MDPV (Badesalz)	MDPV	1000	
6-Monoacetatmorphine	6-MAM	10	
Ethylglucuronid	ETG	500	32030
Manipulationstest	CRE, NIT, GLUT, pH, SG, OXI, PCC		32030