



Reagenzien & Betriebsmittel

zur Thrombozytenfunktionsdiagnostik und für das therapeutische
Medikamentenmonitoring

Die Thrombozytenaggregation wird in vitro durch ADP, Arachidonsäure, Collagen, Epinephrine und Ristocetin stimuliert und als Aggregationskurve dargestellt. Der Kurvenverlauf dient sowohl der Diagnostik angeborener Erkrankungen als auch der Einschätzung des Blutungsrisikos, woraus sich Therapie- bzw. Dosierungsempfehlungen ableiten lassen. Auch zum Blutungsrisiko bei operativen Eingriffen lassen sich treffsichere Voraussagen machen.



Ihre Vorteile im Überblick

- Höchste Reinheit
- Individuell verdünnbare Arbeitskonzentrationen
- Einfache Rekonstitution mit bidestilliertem Wasser
- Lange Haltbarkeit von bis zu 30 Tagen bei 2 bis 8 °C nach der Rekonstitution
- Aliquotierbar und bei - 20 °C fast unbegrenzt lagerfähig
- Langfristige (≥ 1 Jahr) Lieferbarkeit gleicher Chargen
- Optimierte Kurvendarstellung der physiologischen und stimulierten Thrombozytenfunktionen wie Shape Change, Lag Phase und Desaggregation
- Anwenderfreundliche Verpackungsgrößen
- Kurze Lieferzeit (1 - 2 Tage)

Reagenzien

Art.-Nr.	Artikelname	Konzentration	Inhalt
0203011	ADP	2 x 10 ⁻⁴ M	2 x 1,0 ml
0203001	ADP Bio Data	2 x 10 ⁻⁴ M	3 x 0,5 ml
0203002	Ristocetin	15mg/ml	1 x 1,0 ml
0203004	Ristocetin	10 - 15 mg/ml	1 x 1,5 ml
0203006	Collagen (Kalbshaut)	1,9 mg/ml	3 x 0,5 ml
0203009	Collagen (Pferdesehne)	100 µl/ml	2 x 1,0 ml
0203007	Epinephrine	1 x 10 ⁻³ M	3 x 0,5 ml
0203018	Arachidonic Acid	5 mg/ml	2 x 1,0 ml
0203041	Tris gepufferte Salzlösung		500 ml
0203040	LTA Check		18 Tests



Betriebsmittel

Art.-Nr.	Artikelname	Maße	Inhalt
0303015	Test Tuben makro silik.	8,75 x 50 mm	100 Stück/Pack
0303014	Test Tuben mikro silik.	7,25 x 55 mm	100 Stück/Pack
0403013	Rührstäbe mikro		50 Stück/Pack
0403014	Rührstäbe makro		50 Stück/Pack
0303032	Spezial Pipettenspitzen		500 Stück/Karton
0303033	Spenderbox mit 96 Spezial Pipettenspitzen		1 Box
0303020	Plastikröhrchen für Patientenplasma		50/Karton
0308005	Druckerpapier für PAP 4 bis Serien-Nr.: 71106	127 mm, 31 mm	1 Rolle
0308009	Druckerpapier für PAP 4 ab Serien-Nr.: 71107	112 mm, 25 mm	1 Rolle
0200019	Cello-Clean Enzym		5 x 100 ml
0200020	Cello Clean Enzym		500 ml
0403020	Rührstabanker		1 Stück
0403030	Arbeitsstation		1 Stück
0405000	LTA Check Software		1 Stück