



Drogendiagnostik

Drogen Multitests

für die Drogen- und Medikamentendiagnostik.

Schnelltests für das Drogen- und Medikamenten-screening kommen unter anderem in öffentlichen Institutionen, klinischen Laboratorien, Krankenhäusern, niedergelassenen Substitutionspraxen und in Unternehmen zum Einsatz.

Alle Drogen Multitests dienen zur simultanen Ermittlung von bis zu 12 Drogen, Drogenmetaboliten und Medikamenten im humanen Urin oder Speichel.

Der Urin Manipulationstest ermöglicht die Erkennung von manipulierten oder verfälschten Urinproben.



Ihre Vorteile im Überblick

- Kostenoptimierte Lösungen mit individuellen Drogentests
- Große Variationsmöglichkeiten aller gängiger Drogen- und Medikamentenparameter
- Kurzfristige Bereitstellung der von Ihnen gewünschten individuellen Parameter
- Alle Verpackungseinheiten inklusive Dokumentationsblock und Urinbecher
- Qualitätskontrollen durch integriertes Qualitätsmanagement
- Kontinuierliche erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen der RfB

DrogenMultitests

Sie erhalten unsere mö-screen Multitests in drei Testformen: Dip-, Tropf- oder Speicheltests. Das komplette Zubehör ist inklusive. Die hier aufgelisteten Multitest-Kombinationen sind sofort lieferbar. Weitere individuelle Kombinationen bieten wir Ihnen gerne an.

Multi-DipTests

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BZD	COC	THC	MET	MTD	MOR	PCP	TCA	MDMA	BUP	EDDP		
10 Stück	4	0270021															
		0270049															
		0270058															
		0270065															
	5	0270022															
		0270029															
		0270052															
		0270056															
	6	0270062															
		0270039															
		0270030															
		0270050															
	7	0270055															
		0270061															
	8	0270036															
		0270067															
	10	0270042															
		0270047															
		0270099															
		0270100															

Inkl. Urinbecher und Dokumentationsblöcke.

Multi-Line Test

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BZD	COC	THC	MET	MTD	MOR	PCP	TCA	MDMA	BUP	EDDP
10 Stück	10	0271099													

Inkl. Urinbecher und Dokumentationsblöcke.

Speicheltest

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	Cut-off	AMP	BZD	COC	THC	MET	MTD	MOR	PCP	COT	MDMA	OXY	KET
10 Stück	6	0272003	ng/ml	50	20	20	12	50	30	40	10	30	50	20	50

Die aufgeführten Parameter sind auf Anfrage auch als Einzeltest erhältlich.

Urin Manipulationstest

Inhalt	Art.-Nr.	Kreatinin (CE)	Nitrit (NIT)	Glutaraldehyd (GLUT)	pH	Spez. Gewicht (SG)	Oxidantien/Pyridinium Chlorchromat (OXI/PCC)
25 Stück	0270000						

Parameter und Abrechnungsziffern

Bezeichnung	Abkürzung	cut-Off (ng/ml)	EBM/GOP	GOÄ
Amphetamine	AMP	1000	32140	4151
Barbiturate	BAR	300	32141	4154
Benzodiazepine	BZD	300	32142	4158
Buprenorphine	BUP	10	32137	4155
Cannabinoide	THC	50	32143	4172
Cotinin	COT	200	32030	4168
Ecstasy	MDMA	500	32140	4182
EDDP	EDDP	100	32145	4182
Ethylglucuronid	ETG	500	32030	4172
Fentanyl	FYL	20	32030	4151
Ketamine	KET	1000	32030	4182
Kokain	COC	300	32144	4182
LSD	LSD	50	32030	4172
MDPV (Badesalz)	MDPV	3000	32030	4151

Bezeichnung	Abkürzung	cut-Off (ng/ml)	EBM/GOP	GOÄ
Methadon	MTD	300	32145	4182
Methamphetamine	MET	1000	32140	4182
Methaqualon	MQL	300	32030	4182
Morphine	MOR	300	32146	4155
Oxycodone	OXY	100	32146	4182
Phencyclidine	PCP	25	32147	4182
Pregabalin	PGB	2000	32030	4182
Propoxyphene	PPX	300	32030	4182
Spice	K2	50	32030	4182
Tramadol	TML	100	32030	4182
Tricyclische Antidepressiva	TCA	1000	32140	4182
Zolpidem	ZOL	50	32030	4182
6-Monoacetylmorphine	6-MAM	10	32030	4182

Alle Angaben ohne Gewähr!

Die Tabelle enthält die geläufigsten Parameter und Cut-offs für Urintests. Weitere Tests sind auf Anfrage erhältlich.

möLab GmbH · Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 · 40764 Langenfeld
 Telefon 02173 - 269900 · Fax 02173 - 2699029 · www.moelab.de · info@moelab.de

