



Drogendiagnostik

Drogen Multitests

für die Drogen- und Medikamentendiagnostik.

Schnelltests für das Drogen- und Medikamenten-
screening kommen unter anderem in öffentlichen
Institutionen, klinischen Laboratorien, Kranken-
häusern, niedergelassenen Substitutionspraxen
und in Unternehmen zum Einsatz.

Alle Drogen Multitests dienen zur simultanen
Ermittlung von bis zu 16 Drogen, Drogenmetaboliten
und Medikamenten im humanen Urin oder Speichel.

Der Urin Manipulationstest ermöglicht die Erkennung
von manipulierten oder verfälschten Urinproben.



Ihre Vorteile im Überblick

- Kostenoptimierte Lösungen mit individuellen Drogentests
- Große Variationsmöglichkeiten aller gängiger Drogen- und Medikamentenparameter
- Kurzfristige Bereitstellung der von Ihnen gewünschten individuellen Parameter
- Alle Verpackungseinheiten inklusive Dokumentationsblock und Urinbecher
- Qualitätskontrollen durch integriertes Qualitätsmanagement
- Kontinuierliche erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen der RfB

Drogen Multitests

Sie erhalten unsere Multitests in drei Testformen: OneSecond Dip-, Tropf- oder Speicheltests. Das komplette Zubehör ist inklusive. Die hier aufgelisteten Multitest-Kombinationen sind sofort lieferbar. Weitere individuelle Kombinationen bieten wir Ihnen gerne an.

OneSecond Multi-Dip Tests

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BZD	COC	THC	MET	MTD	MOR	PCP	TCA	MDMA	BUP	EDDP	FYL	TML	
10 Stück	4	0270027																
		0270049																
		0270065																
	5	0270022																
		0270029																
		0270052																
	6	0270030																
		0270039																
		0270050																
	7	0270034																
		0270035																
		0270036																
	8	0270042																
		0270044																
	10	0270091																
		0270097																
		0270098																
0270099																		
11	0270100																	
	0270092																	

Inkl. Urinbecher und Dokumentationsblöcke.

Multi-Line Test

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BZD	COC	THC	MET	MTD	MOR	PCP	TCA	MDMA	BUP	EDDP
10 Stück	10	0271099													

Inkl. Urinbecher und Dokumentationsblöcke.

Speicheltest

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	Cut-off	AMP	BZD	COC	THC	MET	MTD	MOR	PCP	COT	MDMA	OXY	KET
10 Stück	6	0272003	ng/ml	50	20	20	12	50	30	40	10	30	50	20	50

Die aufgeführten Parameter sind auf Anfrage auch als Einzeltest erhältlich.

Urin Manipulationstest

Inhalt	Art.-Nr.	Creatinin (CRE)	Nitrit (NIT)	Glutaraldehyd (GLUT)	pH	Spez. Gewicht (SG)	Oxidantien/Pyridinium Chlorchromat (OXI/PCC)
25 Stück	0270000						

Parameter und Abrechnungsziffern

Bezeichnung	Abkürzung	cut-Off (ng/ml)	EBM/GOP	GOÄ
Amphetamine	AMP	1000	32140	4151
Barbiturate	BAR	300	32141	4154
Benzodiazepine	BZD	300	32142	4158
Buprenorphine	BUP	10	32137	4155
Cannabinoide	THC	50	32143	4172
Cotinin	COT	200	32030	4168
Ecstasy	MDMA	500	32140	4182
EDDP	EDDP	100	32145	4182
Ethylglucuronid	ETG	500	32030	4172
Fentanyl	FYL	20	32030	4151
Ketamine	KET	1000	32030	4182
Kokain	COC	300	32144	4182
LSD	LSD	50	32030	4172
MDPV (Badesalz)	MDPV	3000	32030	4151

Bezeichnung	Abkürzung	cut-Off (ng/ml)	EBM/GOP	GOÄ
Methadon	MTD	300	32145	4182
Methamphetamine	MET	1000	32140	4182
Methaqualon	MQL	300	32030	4182
Morphine	MOR	300	32146	4155
Oxycodone	OXY	100	32146	4182
Phencyclidine	PCP	25	32147	4182
Pregabalin	PGB	2000	32030	4182
Propoxyphene	PPX	300	32030	4182
Spice	K2	50	32030	4182
Tramadol	TML	100	32030	4182
Tricyclische Antidepressiva	TCA	1000	32140	4182
Zolpidem	ZOL	50	32030	4182
6-Monoacetylmorphine	6-MAM	10	32030	4182
Methylphenidate	MPD	1000	32030	4182

Die Tabelle enthält die geläufigsten Parameter und Cut-offs für Urintests. Weitere Tests sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Angaben ohne Gewähr!