



Drogendiagnostik

Drogen Multitests

für die Drogen- und Medikamentendiagnostik.

Schnelltests für das Drogen- und Medikamenten-screening kommen unter anderem in öffentlichen Institutionen, klinischen Laboratorien, Krankenhäusern, niedergelassenen Substitutionspraxen und in unterschiedlichsten Unternehmen zum Einsatz.

Alle Drogen Multitests dienen zur simultanen Ermittlung von bis zu 30 Drogen, Drogenmetaboliten und Medikamenten im humanen Urin.

Der Urin Manipulationstest ermöglicht die Erkennung von manipulierten bzw. verfälschten Urinproben.



Ihre Vorteile im Überblick

- Kostenoptimierte Lösungen mit individuellen Drogentests
- Große Variationsmöglichkeiten aller gängiger Drogen- und Medikamentenparameter
- Kurzfristige Bereitstellung der von Ihnen gewünschten individuellen Parameter
- Alle Verpackungseinheiten inklusive Urinbecher und Dokumentationsblock
- Qualitätskontrollen durch integriertes Qualitätsmanagement
- Kontinuierliche und erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen der RfB

Drogen Multitests

Sie erhalten unsere Multitests in zwei Varianten: OneSecond Multi-Dip Test oder als Multi-Line Test.

Die hier aufgelisteten Multitest-Kombinationen sind sofort lieferbar. Weitere individuelle Kombinationen bieten wir Ihnen gerne an.

OneSecond Multi-Dip Tests

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	FYL	MDMA	MET	MOR	MTD	PCP	TCA	THC	TML	
10 Stück	4	0270027																
		0270049																
		0270065																
	5	0270022																
		0270029																
		0270052																
	6	0270062																
		0270030																
		0270039																
	7	0270050																
		0270055																
		0270034																
	8	0270035																
		0270036																
		0270067																
	10	0270042																
		0270044																
		0270091																
11	0270097																	
	0270098																	
	0270099																	
		0270100																
		0270092																

Inkl. Urinbecher und Dokumentationsblock.

Multi-Line Test

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	PCP	TCA	THC
10 Stück	10	0271099													

Inkl. Urinbecher und Dokumentationsblock.

Urin Manipulationstest

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	Creatinin (CRE)	Nitrit (NIT)	Glutaraldehyd (GLUT)	pH	Spez. Gewicht (SG)	Oxidantien/Pyridinium Chlorchromat (OXI/PCC)
25 Stück	6	0270000						

Parameter und Abrechnungsziffern

Bezeichnung	Abkürzung	cut-off (ng/ml)	EBM/GOP	GOÄ
Amphetamine	AMP	1000	32140	4151
Barbiturate	BAR	300	32141	4153
Benzodiazepine	BZD	300	32142	4154
Buprenorphine	BUP	10	32137	4182
Cannabinoide	THC	50	32143	4155
Clonazepam	CLO	300	32142	4154
Cotinin	COT	200	32030	4182
Ecstasy	MDMA	500	32140	4151
EDDP	EDDP	100	32145	4182
Ethylglucuronid	ETG	500	32030	4182
Fentanyl	FYL	20	32030	4182
Ketamine	KET	1000	32030	4182
Kokain	COC	300	32144	4158
Kratom	KRA	100	32030	4182
LSD	LSD	50	32030	4182

Bezeichnung	Abkürzung	cut-off (ng/ml)	EBM/GOP	GOÄ
MDPV (Badesalz)	MDPV	3000	32030	4182
Methadon	MTD	300	32145	4168
Methamphetamine	MET	1000	32140	4151
Methaqualon	MQL	300	32030	4182
Methylphenidate	MPD	1000	32030	4182
Morphine/Opiate	MOR	300	32146	4172
Oxycodone	OXY	100	32030	4182
Phencyclidine	PCP	25	32147	4182
Pregabalin	PGB	2000	32030	4182
Propoxyphene	PPX	300	32030	4182
Spice	K2	50	32143	4155
Tramadol	TML	100	32030	4182
Tricyclische Antidepressiva	TCA	1000	32030	4182
Zolpidem	ZOL	50	32030	4182
6-Monoacetylmorphine	6-MAM	10	32146	4172

Alle Angaben ohne Gewähr!

Die Tabelle enthält die geläufigsten Parameter und cut-off-Werte für Urintests.

Weitere Parameter/cut-off-Werte sind auf Anfrage erhältlich. Sie erhalten alle Parameter auch als Einzeltest.