



## Reagenzien & Betriebsmittel

zur Thrombozytenfunktionsdiagnostik und für das therapeutische  
Medikamentenmonitoring

Die Thrombozytenaggregation wird in vitro durch ADP, Arachidonsäure, Collagen, Epinephrine und Ristocetin stimuliert und als Aggregationskurve dargestellt. Der Kurvenverlauf dient sowohl der < Diagnostik angeborener Erkrankungen als auch der Einschätzung des Blutungsrisikos, woraus sich Therapie- bzw. Dosierungsempfehlungen ableiten lassen. Auch zum Blutungsrisiko bei operativen Eingriffen lassen sich treffsichere Voraussagen < machen.



### Ihre Vorteile im Überblick

- Höchste Reinheit
- Individuell verdünnbare Arbeitskonzentrationen
- Einfache Rekonstitution mit bidestilliertem Wasser
- Lange Haltbarkeit von bis zu 30 Tagen nach der Rekonstitution bei 2 bis 8 °C
- Aliquotierbar und bei - 20 °C fast unbegrenzt lagerfähig
- Langfristige Lieferbarkeit gleicher Chargen
- Optimierte Kurvendarstellung der physiologischen und stimulierten Thrombozytenfunktionen wie Shape Change, Lag Phase und Desaggregation
- Anwenderfreundliche Verpackungsgrößen
- Kurze Lieferzeit (1 - 2 Tage)

# Reagenzien

Art.-Nr.	Artikel	Konzentration	Inhalt
0203011	ADP	2 x 10 <sup>-4</sup> M	2 x 1,0 ml
0203001	ADP (Hersteller: Bio Data)	2 x 10 <sup>-4</sup> M	3 x 0,5 ml
0203002	Ristocetin	15 mg/ml	1 x 1,0 ml
0203003	Ristocetin		15 mg
0203004	Ristocetin	10 - 15 mg/ml	1 x 2,0 ml
0203006	Collagen (Kalbshaut) (Hersteller: Bio Data)	1,9 mg/ml	3 x 0,5 ml
0203009	Collagen (Pferdesehne)	100 µl/ml	2 x 1,0 ml
0203010	Epinephrine	1 - 3 mM	2 x 1 mg
0203017	Trap-6 amide		5 mg
0203018	Arachidonic Acid	5 mg/ml	2 x 1,0 ml
0203041	Tris gepufferte Salzlösung		473 ml
0203025	Optik Check		5 ml
0203040	LTA Check		1 x 0,5 ml



# Betriebsmittel

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt
0303014	Test Tuben mikro, silikonisiert, 7,25 x 55 mm	100 Stück/Pack
0403013	Rührstäbe mikro	50 Stück/Pack
0303032	Spezial Pipettenspitzen	500 Stück/Karton
0303033	Spezial Pipettenspitzen in Spenderbox	96 Stück/Box
0303020	Plastikröhrchen für Patientenplasma	50/Karton
0200019	Cello-Clean Enzym	5 x 100 ml
0403020	Rührstabanker	1 Stück
0405000	LTA Check Software	1 Stück